



Solución estándar, cloro, 50 - 75 mg/L como Cl_2 , paquete de 20 ampollas PourRite de 2 mL (NIST)

Ref. producto:	1426820
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de cloro. Paquete de 20 ampollas de 2 mL. Se muestra la concentración específica del lote en la etiqueta.

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	50 mg/L a 75 mg/L Cl_2
Plataforma:	Solución