



Solución estándar de ácidos volátiles, 62 500 mg/L como ácido acético, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

Ref. producto: 1427010
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Solución estándar de acetato Para comprobar la exactitud de las determinaciones de ácidos volátiles.

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	62 500 mg/L
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	10 mL/paquete de 16