



Solución estándar, detergente, 60 mg/L como LAS, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

Ref. producto:	1427110
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de detergentes (surfactantes)

Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	60 mg/L
Descripción:	Solución estándar detergente
Número de tests:	16
Plataforma:	Solución