



Solución estándar de alcalinidad, 25.000 mg/L como CaCO_3 (NIST), 16/paq. - Ampollas Voluette de 10 mL

Ref. producto: 1427810
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Para verificaciones de exactitud en determinaciones de alcalinidad

Verificaciones de exactitud sencillas

Los estándares en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente con verificaciones de exactitud con adiciones de estándar en procedimientos y software de fotómetro Hach. Use la pipeta Tensette para agregar muestras precisas del estándar y verifique el porcentaje de recuperación, para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimice los residuos

Abra una ampolla de estándar fresco para cada verificación de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un conjunto de adiciones de estándar.

Resultados confiables

Las ampollas selladas impiden la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	0,500 N (25000 mg/L CaCO_3)
Parámetro:	Alcalinidad
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	16 x 10 mL ampules