



Bomba, vacío, manual

Ref. producto: 1428300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Esta unidad es ideal para uso en terreno y muy cómoda para uso en laboratorio. La velocidad de bombeo es 15 cc (0,50 oz) por tiempo. Toda la unidad es resistente a la corrosión, sellada y autolubrificante. La boquilla se ajusta a tubos estándar de 6 mm (1/4") de diámetro interior Incluye 61 cm (2') de

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each