



Bleaching (3), reactivo powder pillow, paquete/100

Ref. producto:

1429449

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Aluminio, 0,008-0,8 mg/l Al, método de Aluminon.

Especificaciones

Método:	Aluminon
Número de tests:	100
Número del método:	8012
Parámetro:	Aluminio
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100/paquete