



Sobres de reactivo en polvo potasio 3, paquete de 100

Ref. producto:

1432399

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para el análisis de potasio, 0,1 - 7,0 mg/L K.

Para la determinación de potasio en aguas, suelos y tejidos vegetales mediante el método del tetrafenilborato. Método Hach 8049 Tamaño de la muestra: 25 mL. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Método:	Tetrafenilborato
Número de tests:	100
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk