



TEST KIT, DIÓXIDO DE CARBONO CA-23

Ref. producto: 143601
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

El test kit de dióxido de carbono con valoración por recuento de gotas abarca los rangos de 1,25-25, 2-40, y 5-100 mg/l como CO₂, con incrementos de 1,25, 2, y 5 respectivamente. Incluye una caja de transporte robusta, un set de reactivos preempaquetados, instrucciones detalladas, y todos los utensilios necesarios para obtener de forma rápida, fácil y precisa los resultados de los test de dióxido de carbono en el campo.

Incluye una caja de transporte robusta, un set de reactivos preempaquetados, instrucciones detalladas, y todos los utensilios necesarios para obtener de forma rápida, fácil y precisa los resultados de los test de dióxido de carbono en el campo.

Especificaciones

Incremento mínimo:	1.25
	2
	5
Método:	Valoración por recuento de gotas/ Hidróxido de sodio fenolftaleína
Modelo de Test Kit:	CA-23
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.
Número de tests:	200
Parámetro:	Dióxido de carbono: como CO ₂
Peso de envío:	1
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	1.25 to 25 mg/L CO ₂
Rango de medición (2):	2 to 40 mg/L CO ₂
Rango de medición (3):	5 to 100 mg/L CO ₂
Tpo de carcasa:	D