



Bolsa, estéril, WhirlPak, 720 ml, paq. 10

Ref. producto: 1437297
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Compatible con los métodos estándares y con las normas de USEPA para recolección de muestras de agua. Fabricado con resinas de polietileno aprobadas por USDA y FDA como seguras para entrar en contacto con alimentos. Bolsas de polietileno transparentes desechables y estériles (certificadas) con el seguro cierre "Whirl-Pak".

Bolsas transparentes estériles de polietileno desechables.

Adecuadas para la recolección de muestras líquidas o sólidas

La superficie de escritura acepta la tinta a prueba de agua

Especificaciones

Capacidad:	720 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	10