



Ácido Sulfúrico, cartucho para valorador digital, 0,1600 N

Ref. producto:

1438801

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Soluciones para valoración listas para usar para la determinación de Alcalinidad y Alcalinidad Total, 10-160 mg/L CaCO₃

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Método:	Fenolftaleína
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8203
Parámetro:	Alcalinidad, Total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Valorante:	0,1600 N H ₂ SO ₄