



Ácido Sulfúrico, cartucho para valorador digital, 1,600 N

Ref. producto:

1438901

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Soluciones para valoración listas para usar para la valoración de Ácido-Base, Acidez y Alcalinidad.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Method Number 1 Chemistry:	8203
Método:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Alcalinidad, Total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Rango de medición (2):	1 - 10 meq/L Base
Valorante:	1,600 N H ₂ SO ₄