



TitraVer EDTA, cartucho para valorador digital, 0,800 M

Ref. producto:

1439901

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Soluciones para valoración listas para usar para la determinación de Calcio y Dureza Total, 100-4000 mg/L CaCO₃.

Especificaciones

Método:	EDTA (CalVer [®] 2 y ManVer [®] 2)
Número de tests:	40 - 100
Número del método:	8213
Parámetro:	Dureza, Cálcica y Total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Valorante:	0,800 M EDTA