



Solución estándar de cloruro sódico, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 mL

Ref. producto: 1440042
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

491 mg/L de NaCl, para sondas de conductividad,
también apta para estandarizar aparatos de conductividad, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 100 mL

Especificaciones

Concentración:	1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Descripción:	Solución estándar de cloruro sódico, 491 mg/l de NaCl (1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$), 100 ml, (NIST)
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL 100 ml