



Solución estándar de cloruro sódico, 491 mg/L de NaCl (1000 μ S/cm), 500 mL

Ref. producto:

1440049

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Para estandarizar y comprobar la exactitud de las mediciones de conductividad

Especificaciones

Concentración:	1000 μ S/cm
Descripción:	Cloruro sódico, 1000 μ S/cm, 500 ml
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL