



Kit de prueba de dureza total, modelo 5-B

Ref. producto:

145300

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Confíe en el kit de prueba original de Hach La sencilla titulación de conteo de gotas mide la dureza como CaCO_3 (1 gpg = 17,1 mg/l). Emplea la titulación de conteo de gotas con un rango de 1-30 gpg. Contiene 100 pruebas, aproximadamente.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

Especificaciones

Incremento mínimo:	1 gpg
Método:	Drop count titration/ EDTA-bulk powder
Modelo de Test Kit:	5-B
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, total - as CaCO_3
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	1 - 30 gpg CaCO_3
Tpo de carcasa:	L

Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, tubo de medición, botella cuadrada y cuchará de medición.