



Total hardness test kit, model 5-EP

Ref. producto: 145400
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



La dureza en el agua es causada casi principalmente por iones de calcio y magnesio. Existen otros metales divalentes y trivalentes que pueden tener un efecto similar, pero, por lo general, no están presentes en el agua potable en concentraciones lo suficientemente altas como para generar inconvenientes. La dureza aumenta el consumo de jabón en las lavanderías y causa escama o costra en las calderas. Con el kit de prueba Modelo 5-EP, simplemente cuente el número de gotas necesarias para cambiar el color de la solución para determinar la concentración de dureza. Utiliza un gotero de titulación de un rango de 1-30 gpg. Contiene aproximadamente 100 pruebas.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	1 gpg
Método:	Drop count titration/ EDTA-powder pillows
Modelo de Test Kit:	5-EP
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, total - As CaCO_3
Peso de envío:	1
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	1 - 30 CaCO_3
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, botella, tubo de medición, hoja de instrucciones y caja de transporte.