



Test kit de Cloro libre y total (modelo CN-70)

Ref. producto:

1454200

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
Método:	Disco de color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-70 ²
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	100 Free, 100 Total
Parámetro:	Cloro, rango bajo: como Cl ₂ libre y total
Peso de envío:	2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0.02 - 0.68 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	D