



Free Chlorine Test Kit, Model CN-70F

Ref. producto: 1454201
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Mida de forma rápida y precisa los niveles de Cloro libre en campo o en el laboratorio

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
Método:	Disco de color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-70F ²
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	200
Parámetro:	Cloro, rango bajo: como Cl ₂ libre
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0.02 - 0.68 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	D