



Kit de prueba de cloro total (disco de color)

Ref. producto: 1454202
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Prueba de comparación de color para determinación sencilla y de bajo coste de cloro total. Rango de medición 0,02 - 0,7 / 0 - 3,4 mg/L Cl₂.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.1
Método:	Disco de color/DPD
Modelo de Test Kit:	CN-70T ²
Número de tests:	100 Libre, 100 Total
Parámetro:	Cloro, rango bajo - Como Cl total ₂
Peso de envío:	2.5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0,02 - 3,4 mg/L Cl ₂ Cl ₂
Rango de medición (2):	0,02 - 0,68 mg/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	D