



## Sobres de reactivo de ácido cítrico en polvo, 5 mL, paquete de 100

**Ref. producto:**

**1454999**

**Peligroso**

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sílice en rango alto, método del silicomolibdato. Para muestra de 5 mL.

Para la determinación de sílice con test kits visuales de Hach. Tamaño de la muestra: 5 mL. Paquete de 100.

---

### Especificaciones

Plataforma:

Powder Pillows

Volumen / tamaño de embalaje:

100 /pk