



Indicador en sobres de reactivo en polvo, azul de bromofenol, paquete de 100

Ref. producto: 1455099

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Indicador de pH para valoraciones de acidez y alcalinidad. Intervalo de transición visual: pH 3,0 (amarillo) - pH 4,6 (azul). Tamaño de la muestra: 50 mL

Especificaciones

Método:	Valoración
Número de tests:	100
Número del método:	8201 (MO)
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0 - 5000 CaCO ₃ (MO)
Rango de medición (2):	0 - 10 000 CaCO ₃ (P)
Volumen:	100 Sobres de reactivo en polvo