



Test kit para dureza (total y calcio), modelo HA-4P

Ref. producto: 145700
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Test kit de valoración por recuento de gotas/EDTA para dureza, total y calcio, rango 17,1 - 342 mg/L CaCO₃, 100 tests.

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en un resistente maletín de transporte para el análisis sobre el terreno.

Utiliza valoración por recuento de gotas: método de valoración sencillo y económico

Especificaciones

Incremento mínimo:	17,1 mg/L
Método:	Valoración por recuento de gotas/EDTA
Modelo de Test Kit:	HA-4P
Número de tests:	100
Parámetro:	Dureza, total y calcio: como CaCO ₃
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición:	17.1 - 342 mg/L CaCO ₃
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cinco reactivos, botella, celda de medición, hoja de instrucciones y maletín de transporte.