



Solución estándar, arsénico, 1000 mg/L como As, 100 mL

Ref. producto: 1457142
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para comprobar la exactitud de las determinaciones de arsénico. (Matriz de NaOH)

Especificaciones

Concentración:	1000 mg/L
Instrumento:	Todos excepto DR/800 y PC II
Número de tests:	Varía
Número del método:	8013
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 0,200 mg/L As