



Solución, acetato de plomo, 10 %, 100 mL

Ref. producto:

1458042

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivo para la determinación de arsénico y selenio. Fórmula APHA

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/800 y PC II
Número de tests:	Varía
Número del método:	8013
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0 - 0,200 mg/L As
Volumen / tamaño de embalaje:	100