



Caldo m-FC deshidratado de 100 g

# de producto:	1462426
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

El caldo m-Fc se utiliza para detectar y enumerar coliformes fecales mediante el método de filtración por membrana.

Soluciones completas para realizar pruebas del agua para uso recreativo

Hach ofrece una variedad de medios y aparatos para satisfacer todas

sus necesidades en cuanto a la realización de pruebas del agua para uso recreativo.

Soluciones completas para realizar pruebas de aguas residuales

Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas del agua no potable y las aguas residuales.

Soluciones completas para realizar pruebas del agua potable

Cualquiera sea el método que elija un cliente para examinar las muestras de agua

potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar y agilizar

las pruebas.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:	100 g
-------------------------------	-------