



Caldo m-FC, deshidratado, 500 g

# de producto:	1462434
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Base de caldo m-FC, deshidratado. 500 g.

Soluciones completas para el análisis de aguas recreativas

Hach ofrece una gran variedad de medios y utensilios para satisfacer todas sus necesidades recreativas de análisis.

Soluciones completas para el análisis de agua residual

Hach cuenta con medios preparados y utensilios prácticos para facilitar y agilizar el análisis de aguas residuales y no potable.

Soluciones completas para el análisis de agua potable

Sea cual sea el método que elija el cliente para examinar las muestras de agua potable, Hach cuenta con medio preparado y utensilios prácticos para facilitar y agilizar el análisis.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:	500 g
-------------------------------	-------