



Kit de prueba de disco de colores para hierro y manganeso, Modelo IR-20

Ref. producto: 146300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Cuando los clientes se quejan de manchas y decoloración en la ropa, este kit le permite realizar pruebas de hierro y manganeso en el lugar para determinar dónde está el problema.

Método/química: colorimetría por disco de colores. Prueba: hierro/manganeso. Rango (mg/L): 0-5/ 0-3. Incremento más pequeño (mg/L): 0,1/0,1. Número de pruebas: 100/100.

Método de disco de colores sencillo y rápido.

El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno

Especificaciones

Aplicación:	Water Quality
Pasos de incremento mínimos:	0.2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3.0
Rango de medición (2):	0 - 4,0 mg/L Fe

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, botellas, cepillo para tubo de prueba, discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.