



Kit de prueba de disco de colores para hierro, modelo IR-18B

Ref. producto:

146401

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Mediante el sencillo método de disco de colores, este kit mide el hierro (medio rango - 0.2-7 mg/l), el cual contiene 100 pruebas.

El sencillo y económico método de discos de colores es el método de kit de prueba visual más preciso

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.25
Método:	Color disc/ 1,10 Phenanthroline
Modelo de Test Kit:	IR-18B
Número de tests:	100
Parámetro:	Iron, medium range - as Fe
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0.25 - 7 mg/L Fe
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.