



Test kit para nitrato, modelo NI-11

Ref. producto: 146803
EUR Precio: Contáctenos
Disponibile

Uno de los test kits más conocidos de Hach, utiliza el sencillo método de disco de color de bajo coste.

Uno de los kits de pruebas más populares de Hach

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	1,0
Método:	Disco de color/ Reducción de cadmio
Modelo de Test Kit:	NI-11**
Número de tests:	100
Parámetro:	Nitrógeno, Nitrato: como NO_3^- -N
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 40 mg/L NO_3^- -N
Tpo de carcasa:	B