



Kit de prueba de pH, pH 5,5 a 8,5, Modelo 17F

Ref. producto: 147006
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1 pH
Método:	Color disc/ Bromthymol blue
Modelo de Test Kit:	17F
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, mid range
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	5.6 - 8.4 pH
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.