



Kit de pruebas de pH de 6,5 a 8,5 pH, modelo 17H

# de producto:	147008
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

Obtenga resultados rápidos con un kit de pruebas fácil de transportar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1 pH
Método:	Color disc/Phenol red
Modelo de Test Kit:	17H
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, mid range
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	6.6 - 8.4 pH
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.