



Test kit para pH, 7,4 - 9,6, modelo 17J

Ref. producto: 147009
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un kit de prueba de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,1 de pH
Método:	Disco de color/azul de timol
Modelo de Test Kit:	17J
Número de tests:	200
Parámetro:	pH, rango medio
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	pH 7,4 - 9,6
Tpo de carcasa:	B