



Placa de Petri con almohadilla, 9 x 50 mm, paq. 100 (Pall)

Ref. producto:	1471799
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Estándar de menor tamaño para análisis de agua, aguas residuales, alimentos y bebidas con el uso de un medio de 2,0 ml. Estas placas están previamente esterilizadas, son apilables, desechables y compatibles con los filtros de membrana de 47 mm. El borde doble garantiza un sellado hermético. Un área de la tapa está esmerilada para

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje:	100
-------------------------------	-----