



## **Botella, almacenamiento, esterilizable en autoclave, boca ancha, 250 ml, 12/env.**

**Ref. producto:** 1472456

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Botellas de polietileno adecuadas para recolección de muestras para almacenamiento de sustancias químicas. Las tapas de polipropileno que hacen juego tienen un diseño de válvula-sello para un ajuste perfecto a prueba de filtraciones. Un anillo sobresaliente bajo la tapa sostiene el envase plástico de forma segura en su lugar. Esterilizable en autoclave 121°C (No

---

### **Especificaciones**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Capacidad:                    | 250 mL |
| Material:                     | PP     |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 12 /pk |