



Botellas de laboratorio, Polipropileno, Esterilizable en autoclave, Boca ancha, 500 mL, 12/paq

Ref. producto: 1472459

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Botellas de polipropileno idóneas para recogida de muestras para almacenamiento de productos químicos. Las tapas de polipropileno a juego tienen un diseño de estanqueidad con válvula para un perfecto ajuste a prueba de fugas. Un anillo saliente bajo el tapón se sujeta retractorizado en su sitio de forma segura. Esterilizable en autoclave a 121 °C (No esterilizar en autoclave con tapas instaladas). Disponible con boca estrecha o boca ancha.

Especificaciones

Capacidad:	500 mL
Material:	PP
Volumen / tamaño de embalaje:	12 /pk