



Botellas de laboratorio, Polipropileno, Esterilizable en autoclave, Boca ancha, 1 l, 6/paq

Ref. producto: 1472463
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Botellas de polipropileno idóneas para recogida de muestras para almacenamiento de productos químicos. Matched polypropylene caps have a valve-seal design for a perfect, leakproof fit. A protruding ring under the cap holds shrink-wrapping securely in place. Autoclavable 121 °C (Do not autoclave with caps in place). Available in Narrow Mouth or Wide Mouth.

Especificaciones

Capacidad:	1000 mL
Material:	PP
Volumen / tamaño de embalaje:	6 /pk