



Test kit para fósforo y ortofosfato (reactivo), modelo PO-14

Ref. producto:

147500

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método para el kit de muestras visual más preciso

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
	1
Método:	Disco de color/estaño
Modelo de Test Kit:	PO-14
Número de tests:	100 C**
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO_4^{3-}
Peso de envío:	2,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 4,4 mg/L PO_4
Rango de medición (2):	0 - 44 mg/L PO_4
Tpo de carcasa:	D