



## Solución estándar de potasio, 250 mg/L como K (NIST), paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL

**Ref. producto:** 1479010  
**EUR Precio:** Contáctenos  
**Llamar para consultar fecha de envío**

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de potasio

### Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

### Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Concentración:                | 250 mg/L                     |
| Descripción:                  | Solución estándar de potasio |
| Plataforma:                   | Solución                     |
| Volumen / tamaño de embalaje: | mL/16                        |