



Kit de prueba de sulfito, modelo SU-5

Ref. producto:

148002

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Este kit contiene 100 pruebas y emplea la titulación por conteo de gotas / iodométrica para realizar determinaciones de sulfito.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

Especificaciones

Incremento mínimo:	1
	10
Método:	Drop count,
	titration Iodometric
Modelo de Test Kit:	SU-5
Número de tests:	100
Parámetro:	Sulfite - As SO_3^{2-}
Peso de envío:	2
Plataforma:	Valorador recuento de gotas
Rango de medición (2):	10 - 200 mg/L SO_3^{2-}
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, botella, hoja de instrucciones y caja de transporte.