



Test kit de muestras de alta gama para el acondicionamiento del agua, modelo AD-16E

Ref. producto: 148410
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Se ha diseñado para mejorar sus capacidades de análisis, el test kit de muestras más completo de Hach para el acondicionamiento del agua incluye tests y muestras para siete parámetros fundamentales de calidad del agua. Hay disponible un test kit opcional para la regeneración de descalcificador (ref. 2666000).

Utiliza disco de color y métodos de valoración por recuento de gotas

Además del consumo de jabón y las muestras de descalcificador, incluye tests para medir el hierro, el pH y el nitrato

También incluye el medidor de sólidos disueltos totales (SDT) Pocket Pal™

Viene completo con un resistente maletín de transporte e incluye un tubo de observación, un descalcificador de agua y un gabinete con compartimentos para reactores con el fin de mantener los reactivos bien organizados

Especificaciones

Aplicación:	Muestra
Plataforma:	Discos de Color