



Placa, Petri, 9 x 50 mm, 500/env.

Ref. producto: 1485200
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Adecuadas para filtros de membrana de 47 mm , estas placas de poliestireno de 9 x 50 mm están pre esterilizadas y son desechables. La montura doble asegura un cierre hermético. Un área de la tapa es esmerilada para identificación.

Esterilizado previo

Desechable

Tapa congelada para facilitar la identificación

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 500