



Placa, Petri, 9 x 50 mm, paq. 100

Ref. producto: 1485299
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Ideales para filtros de membrana de 47 mm, estas placas de poliestireno de 9 x 50 mm están esterilizadas y son descartables. El borde doble garantiza un sellado hermético. Un área de la tapa está esmerilada para facilitar la identificación.

Esterilizado previo

Desechable

Tapa congelada para facilitar la identificación

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 100