



Solución tampón de acetato, pH 4,0, 100 mL

Ref. producto: 1490932
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Solución tampón de acetato, pH 4,0. Cloro libre o total. Método: Amperométrico. 100 mL por paquete.

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número de tests:	100
Número del método:	10026
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Rango de medición (3):	6 - 1000 µg/L Cl ₂