



EDTA Cartucho para valorador digital, 0,1428 M

Ref. producto: 1496001
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Solución valorante lista para su uso para análisis de Dureza Total, 1-16 G.d.H. CaCO₃.

Para la determinación de Calcio y Dureza Total. 0,1428 M. Dígitos x 0,1785 = mg/L CaCO₃ en 100 mL, Dígitos x 0,01 = Gdh.

Resultados exactos - cuando y donde usted los necesita

El método Digital Titrator utiliza un aparato de dispensación de alta precisión y cartuchos de un valorante concentrado que permiten realizar los análisis en el laboratorio, en la planta o en campo.

Rápido y Versátil

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar de valorante en cuestión de segundos. Sin necesidad de limpieza o aclarado de buretas.

Versátil

Existen más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

Económico

Los valorantes concentrados permiten realizar aproximadamente unas 40-100 valoraciones por cartucho.

Especificaciones

Método:	EDTA (ManVer® 2)
Número de tests:	40 - 100
Parámetro:	Hardness, Total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	1 - 16 G,d,h,
Valorante:	0.1428 M EDTA