



Caldo de bilis verde brillante deshidratada, 2%, 100 g

Ref. producto: 15926
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Caldo de bilis verde brillante, 2%, deshidratada. Botella/100 g. Nota: consulte la sección "Productos para análisis microbiológico" para el medio preparado.

Soluciones completas para el análisis de aguas recreativas

Hach ofrece una gran variedad de medios y utensilios prácticos para satisfacer todas sus necesidades recreacionales de análisis.

Soluciones completas para el análisis de agua residual

Hach cuenta con medios preparados y utensilios prácticos para facilitar y agilizar el análisis de aguas residuales y no potable.

Soluciones completas para el análisis de agua potable

Sea cual sea el método que el cliente elija para examinar las muestras de agua, Hach cuenta con medio preparado y utensilios cómodos para facilitar y agilizar el análisis.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 100 g