



## Solución estándar de fosfato, 50 mg/L como $\text{PO}_4$ (NIST), paquete de 20 ampollas de 2 mL

**Ref. producto:** 17120H  
**EUR Precio:** Contáctenos  
**Envío dentro de las próximas 2 semanas**

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de fosfato (fósforo)

### Comprobaciones de exactitud sencillas

Los estándares de ampollas Voluette y PourRite se han diseñado para trabajar directamente con comprobaciones de la exactitud de adiciones de estándares en procedimientos Hach y el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para realizar adiciones de estándar y comprobar la recuperación de porcentaje, y para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

### Minimizar los residuos

Abra una ampolla de estándar nuevo para cada comprobación de la exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para un set de adiciones de estándar.

### Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

---

## Especificaciones

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Concentración: | 50 mg/L $\text{PO}_4^{3-}$   |
| Descripción:   | Solución estándar de fosfato |
| Plataforma:    | Solución                     |