



Solución estándar de fosfato, 50 mg/L de PO₄ (NIST), 500 mL

Ref. producto: 17149
EUR Precio: Contáctenos
Disponibilidad: Disponible

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Especificaciones

Concentración:	50 mg/L PO ₄
Descripción:	Solución estándar de fosfato, 50 mg/l de PO ₄ (NIST), 500 ml
Parámetro:	Fosfato
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL 500