



HydraVer 2 Solución de reactivo para la determinación de hidracina, de 4 a 600 µg/L de N₂H₄

Ref. producto:

179032

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de hidracina, método del p-dimetilaminobenzaldehído. Para muestra de 10 mL. Botella de 100 mL.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Reactivo para la determinación de hidracina, HydraVer 2
Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820, PC II
Método:	p-Dimetilaminobenzaldehído
Número de tests:	100
Número del método:	8141
Parámetro:	Hidracina
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Vida útil:	24 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL