



Reactivo para la determinación de la hidracina HydraVer 2, 500 mL

Ref. producto:

179049

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de hidracina en aguas de caldera mediante el método del p-dimetilaminobenzaldehído. Método Hach 8141. Rango: 4 - 600 µg/L N₂H₄. (También usado en test kits visuales. Rango: 0,02 - 1,00 mg/L) botella de 500 mL

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR 900 y PC II
Método:	p-dimetilaminobenzaldehído
Número de tests:	100
Número del método:	8141
Parámetro:	Hidracina
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄