



Sobres de reactivo en polvo NitriVer 2 para la determinación de nitrito, 5 mL, paquete de 100

Ref. producto: 181369

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrito en rango alto (hasta 250 mg/L NO₂).

Para la determinación de nitrito en rango alto mediante el método del sulfato ferroso. Tamaño de la muestra: 5 mL. Sobres de reactivo en polvo en paquetes de 100.

Especificaciones

Método:	Sulfato ferroso
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk